



Individual'ne soczewki CIBA Vision dla indywidualnych potrzeb konsumentów

Od czerwca CIBA Vision powiększyła rodzinę silikonowo-hydrożelowych soczewek kontaktowych AIR OPTIX™ o nowe kwartalne AIR OPTIX™ Individual™, dostosowane do najbardziej nietypowych potrzeb konsumentów. Są to pierwsze na rynku indywidualnie dopasowywane soczewki silikonowo-hydrożelowe zapewniające najszerszy spośród oferowanych zakres mocy i innych parametrów.

Do tej pory bardzo duża wada wzroku kojarzyła nam się z grubymi szklami okularów. Istotnie osoby, które miały wadę np. -15 D, albo zmuszone były nosić takie okulary, albo z braku innych możliwości decydowały się na inne formy poprawy widzenia, jak chociażby operacja. Od czerwca 2007r. firma CIBA Vision, lider w dziedzinie nowych i zdrowych rozwiązań na rynku soczewek kontaktowych, wprowadziła do swojej oferty nowy produkt.

Firma CIBA Vision jest dumna z tego, że dzięki wprowadzeniu na rynek **AIR OPTIX™ Individual™** umożliwiła specjalistom aplikację soczewek silikonowo-hydrożelowych również najbardziej wymagającym i najtrudniejszym pacjentom. Najnowsze soczewki **AIR OPTIX Individual™** są zupełnie inne niż jakiegokolwiek dotychczas dostępne na rynku soczewki. Wykonane z materiału silikonowo-hydrożelowego - sifilcon A, zapewniają pięciokrotnie większą przepuszczalność tlenu niż dotychczas wiodące na rynku miękkie soczewki kontaktowe wykonywane na zamówienie.

AIR OPTIX™ Individual™ to soczewki kontaktowe do noszenia w trybie dziennym i przeznaczone dla pacjentów wymagających niestandardowej korekcji oraz pragnących jednocześnie swobody i komfortu zapewnianego przez miękkie soczewki kontaktowe. **Dzięki AIR OPTIX™ Individual™ specjaliści mogą już aplikować zdrowe i komfortowe soczewki specjalnie wykonane dla najbardziej wymagających pacjentów.** Nowe soczewki można aplikować pacjentom z wysoką krótkowzrocznością, wysoką nadwzrocznością, dużą, małą, płaską lub stromą rogówką oraz pacjentom afakijnym (po usunięciu soczewki własnej w związku z zaćmą).

Konwencjonalne miękkie soczewki kontaktowe produkowane na zamówienie mają specjalną konstrukcję, przez co są zwykle nieco grubsze niż standardowe soczewki planowej wymiany. Większa grubość tych soczewek jest przyczyną utrudnień w przepływie tlenu przez ich strukturę. Dlatego też największe korzyści z wysokiej tlenoprzepuszczalności nowych soczewek mogą odnieść ci pacjenci,

którzy wymagają unikalnych parametrów soczewek - mówi Tomasz Tokarzewski, Optometrysta CIBA Vision.

Biokompatybilna powierzchnia soczewek **AIR OPTIX™ Individual™** jest modyfikowana w plazmie, dzięki czemu jest odporna na gromadzenie się osadów, a tym samym zapewnia zdrowe użytkowanie soczewek. Dzięki unikalnej modyfikacji powierzchni, soczewki AIR OPTIX™ Individual™ można komfortowo nosić w trybie dziennym przez okres do trzech miesięcy. Po tym czasie soczewki należy wymienić na nowe. W porównaniu z rocznymi, konwencjonalnymi, soczewkami hydrożelowymi o niskiej przepuszczalności tlenu (Dk/t), systematyczna wymiana soczewek **AIR OPTIX™ Individual™** pomaga utrzymać lepszą higienę i zdrowie oczu.

Soczewki **AIR OPTIX™ Individual™** dostępne są w poręcznych 2-sztukowych opakowaniach w mocach od +20.00D do -20.00D co 0.25D w wielu średnicach i krzywiznach. Soczewka produkowana jest na zamówienie¹.

Rodzina soczewek kontaktowych **AIR OPTIX™** to zdrowe rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy noszą soczewki kontaktowe przez wiele godzin dziennie, dużo czasu spędzają przed komputerem oraz w klimatyzowanych zadymionych pomieszczeniach. Oprócz soczewek **AIR OPTIX™**, które przepuszczają pięć razy więcej tlenu w porównaniu z tradycyjnymi soczewkami hydrożelowymi, do rodziny „oddechających” soczewek firmy CIBA Vision należą także **AIR OPTIX™ NIGHT&DAY™**, przepuszczające do 6 razy więcej tlenu do oczu, nawet gdy powieki są zamknięte. Soczewki te nie wymagają codziennego czyszczenia i dezynfekcji. Komfort stosowania soczewek typu AIR OPTIX™ NIGHT&DAY™ przez 30 dni i nocy bez przerwy przyczynia się do zmiany trybu życia wielu osób i jest nieomal równoznaczny z zapomnieniem o wadzie wzroku. Soczewki te mogą stosować również pacjenci z nadwrażliwością na składniki preparatów pielęgnacyjnych oraz w trybie dziennym pacjenci ze skłonnościami do "suchego oka".

CIBA Vision oferuje szeroką gamę soczewek kontaktowych i środków do ich pielęgnacji. Celem firmy jest zapewnienie maksymalnego komfortu i higieny użytkownikom soczewek kontaktowych. Oferta CIBA Vision jest bardzo zróżnicowana, począwszy od soczewek konwencjonalnych specjalnego zastosowania poprzez soczewki planowej wymiany: najnowsze zdobycze technologii i wiedzy optycznej – rodzina soczewek jednodniowych Focus® DAILIES®, oddechające soczewki nowej generacji AIR OPTIX™ i AIR OPTIX™ NIGHT&DAY™, dla zmiany koloru lub nadania głębi spojrzeniu soczewki FreshLook® oraz rodzina soczewek Focus®. Produkty CIBA Vision są dostępne w ponad 70 krajach.

Więcej informacji udziela:

Anna Malitka, Euro RSCG Sensors

e-mail: anna.malitka@eurorscg.pl, tel. (22) 444 0 662, kom. 0 508 012 182

¹ Sugerowana cena detaliczna za soczewki trzymiesięczne: 299 zł.